



## PROTOCOLO DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS DE GUACHERAS

Deben tomarse dos muestras de calostro. Una del calostro recién pasteurizado y otra de calostro descongelado previo a la administración. Además es importante considerar la toma de una muestra del sustituto o leche de la canilla del tanque de administración

### 1. Materiales

**Fascos para recolección de la muestra:** Deben ser resistentes a la ruptura, con cierre hermético. Esterilizado y conservado en su envoltorio original para aseguramiento de su esterilidad.

**Materiales para la conservación:** Conservadora limpia y con cierre hermético. Refrigerantes en gel o similares (No hielo suelto entre las muestras). Cantidad necesaria para mantener la cadena de frío.

**Identificación:** Deberá realizarse con un marcador permanente, preferentemente sobre una etiqueta. Identificar el frasco antes de tomar la muestra. La identificación deberá ser unívoca, rastreable respecto de otros registros y legible.

### 2. Procedimiento

#### En caso de extraer muestras de canillas:

1. Limpiar bien la canilla.
2. Flambear la canilla (pasándole una llama) si es de metal. Si es de plástico desinfectar con alcohol 70° embebido en algodón de modo de eliminar la carga bacteriana que se encuentra en esta.
3. Esperar que se enfríe.
4. Completar  $\frac{3}{4}$  partes del envase.
5. Cerrar herméticamente.

#### Envío de las muestras al Laboratorio:

Deben enviarse dentro de las 24 horas de su extracción. Enviar muestras refrigerada.

|  |                    |
|--|--------------------|
| Protocolo de Extracción de Muestras Guachera |                    |
| Fecha: Julio 2020                            | Versión N° 03      |
| Aprobado por                                 | Dra. Alicia Berton |



### 3. Envío de las muestras al Laboratorio:

#### 3.1. AGENCIAS DE ENVIO:

Envíos a Valdense:

- TURIL
- AGENCIA CENTRAL/CHADRE/SABELIN y sus asociados, por ejemplo CITA.
- COT
- Compañía Colonia
- Mirtrans

Envíos a Rosario:

- NOSSAR
- CUT

Envíos a Nueva Helvecia:

- Agencia COMSA

**IMPORTANTE:** Comunicar al Laboratorio vía mail, o telefónicamente del envío de las muestras.

Mail: [ldsuruguay1@gmail.com](mailto:ldsuruguay1@gmail.com)

Celular: 099 524 723

|  |                    |
|--|--------------------|
| Protocolo de Extracción de Muestras Guachera |                    |
| Fecha: Julio 2020                            | Versión N° 03      |
| Aprobado por                                 | Dra. Alicia Berton |